



Softa® Swabs

RENGÖRINGSSERVETT ATT ANVÄNDA FÖRE INJEKTION



Softa[®] Swabs

För att säkerställa att hudområdet är rengjort
och förhindra spridning av sjukdom och infektion

BESKRIVNING

Softa[®] Swabs rengöringsservett, baserad på 70% isopropyl alkohol, för rengöring av frisk hud före administrering av injektioner. Mjuk, högabsorberande, greppvänlig servett, perfekt storlek för att applicera.

FUNKTIONER

- Enstycksförpackad för utvärtes bruk
- Absorberande, luddfri non-woven
- Medium storlek
- Indränkt med 70% isopropyl alkohol
- Klar att använda

INDIKATION

- För rengöring före injektion
- För profession och sjukhusanvändning

FÖRHÅLLNINGSGREGLER

- Applicera lokalt för att rengöra den avsedda hudytan innan injektion eller punktion
- Kasseras omgående efter att den använts

MÄRKNING

- Lot-nummer är tryckt på varje enskilt förpackad enhet, avdelningsförpackning och transportförpackning

FÖRPACKNING

- 100 swabs / avdelningsförpackning
- 10 avdelningsförpackningar / box
- 60 avdelningsförpackningar / transportförpackning
- Individuellt förpackade

Produktstorlek	Försäljningsenhet st/box	Art.nr
Softa [®] Swabs		
Vikt: 32.5 × 30 mm	100	19579
Ovikt: 65.0 × 30 mm		