

KATETERRELATERAT PROBLEM

Dåligt flöde alt stopp i katetern

ORSAK

Utfällning av salter och konkrement på katetern

VAL AV LÖSNING

Vid enklare problem

Vid kraftiga problem och innan byte av kateter

Uro-Tainer® Twin Suby G
Spollösning med 3,23 %
citronsyra

Uro-Tainer® Twin Solutio R
Spollösning med 6,0 %
citronsyra

- Återkommande urinvägsinfektion
- Illaluktande urin
- Grumlig alt slemmig urin

ORSAK

Bakteriekolonisation

VAL AV LÖSNING

Uro-Tainer® Polihexanid
Spollösning med 0,02% polihexanid