



# ACTREEN® HI-LITE SORTIMENTET

DISKRET & ENKELT

# Actreen® Hi-Lite Sortimentet

## Med hydrofil lubrikant

### Materialinnehåll / fördelar

- TPO (termoplastisk polyolefin) och EVA (etylen vinyl acetat copolymer)
- Fritt från PVC och DEHP
- Ej traumatiska ögon, för smidigt blåsdränage<sup>1</sup>
- Förlubriserad med hydrofil lubrikant: katetern färdig att använda, inget behov av vatten
- Öppningarna designade för bra och för nedsatt fingerfärdighet
- Säker hantering med 2 olika «No touch»-möjligheter


### Ytterligare



Lättvikt



Actreen® kan vikas och förvaras i det diskreta fodral som finns med i varje förpackning\*



Enkel



2 valmöjligheter för öppning beroende på fingerfärdighet



No touch



2 valmöjligheter så att katetern ej vidrörs vid användning

# Actreen® Hi-Lite Cath



## Cath



### En ny look

- Vit förpackningsfilm för mer diskretion




### Designad för säker användning

- Produkten kan användas vid aseptiska förhållanden genom att ta ut katetern från förpackningen med ett grepp i konnektorn med sterila handskar



# Actreen® Hi-Lite Set



## Set



### All-i-ett koncept

- Kateter + påse sitter ihop och vikt till en kompakt storlek\*



### Backventil

- Integrerad i påsen och motverkar läckage när urin finns i påsen<sup>2</sup>



### Graderad påse på 1 000 mL

- Approximerad mätning av urin
- Graderad skala som är enkel att avläsa
- Påse med vänlig design, kan rivas av i hörnet och där tömmas<sup>5</sup>


\*CH18 storleken kan ej vikas

# Actreen® Hi-Lite Teknologi

## En historik av innovation och utförande

### 1. En unik teknologi baserad på en hydrofil lubrikant


Komponenter: Vatten- och glycerinbaserad lubrikant som bibehålls under hela kateteriseringen.



#### Patientens fördelar

- Färdig att använda: inget extra vatten krävs
- Ingen risk för uttorkning före införandet<sup>3</sup>: nivån av lubrikant förblir densamma under införandet

### 2. Kateterns egenskaper och innovativa förpackning



**Släta**  
Dränageögon<sup>1</sup>



**Säkerhet**



**Katetern har ej kontakt med händer och fingrar**  
Minimerar risken för kontamination av katetern vid hantering



**No touch**




**En specifik design av konnektorn**  
Möjliggör ett enkelt grepp utan att vidröra katetern<sup>4</sup>

#### Nyckelsiffror

  
**20** års  
erfarenhet

Full hydrofil  
effekt i minst<sup>3</sup>  
**60** min

  
Reducerar avfallet  
med upp till **50 %**

  
  
• Multifunktionell komponent  
• Lättaste produkten på marknaden\*  
• Designad för enkelhet  
**MAXIMAL  
ECO-VÄNLIG ANVÄNDNING**


\*jämfört 3 huvudprodukter som används på marknaden

# Actreen® Hi-Lite Sortimentet


## Beställningsinformation





### Actreen® Hi-Lite Cath


	CH	ø (mm)	Antal/fpg	Artnr.
<b>TIEMANN - 41 cm</b>				
	■ 08	2,7	30 st	238108N
	■ 10	3,3	30 st	238110N
	□ 12	4,0	30 st	238112N
	■ 14	4,7	30 st	238114N
	■ 16	5,3	30 st	238116N
	■ 18	6,0	30 st	238118N

### Actreen® Hi-Lite Set

	CH	ø (mm)	Antal/fpg	Artnr.
<b>TIEMANN - 37 cm</b>				
	■ 10	3,3	30 st	242110N
	□ 12	4,0	30 st	242112N
	■ 14	4,7	30 st	242114N
	■ 16	5,3	30 st	242116N
	■ 18	6,0	30 st	242118N

	CH	ø (mm)	Antal/fpg	Artnr.
<b>NELATON - 41 cm</b>				
	■ 08	2,7	30 st	238208N
	■ 10	3,3	30 st	238210N
	□ 12	4,0	30 st	238212N
	■ 14	4,7	30 st	238214N
	■ 16	5,3	30 st	238216N
	■ 18	6,0	30 st	238218N

	CH	ø (mm)	Antal/fpg	Artnr.
<b>NELATON - 37 cm</b>				
	■ 10	3,3	30 st	242210N
	□ 12	4,0	30 st	242212N
	■ 14	4,7	30 st	242214N
	■ 16	5,3	30 st	242216N
	■ 18	6,0	30 st	242218N

	CH	ø (mm)	Antal/fpg	Artnr.
<b>NELATON - 20 cm</b>				
	■ 06	2,0	30 st	238306N
	■ 08	2,7	30 st	238308N
	■ 10	3,3	30 st	238310N
	□ 12	4,0	30 st	238312N
	■ 14	4,7	30 st	238314N
	■ 16	5,3	30 st	238316N

<sup>1</sup> Report n° 7.5.AA.100.1

<sup>2</sup> Report n° 7.5.AB.054.1

<sup>3</sup> Report N° 7.5AC059.2

For safety and hygienic reasons, we advise you to use the product in the shortest possible time after opening.

This medical device is a regulated health care product and on the basis of this regulation is certified CE.

The products commercialized by B. BRAUN MEDICAL shall exclusively be used in accordance with the package inserts which have been updated and included in the boxes.

Non binding documents and photographs

<sup>4</sup> «Results reports of the usability test product on Actreen® Hi-Lite Cath»

<sup>5</sup> «Results report of the USABILITY TEST Product: Actreen® Hi-Lite Set»

B. Braun Medical AB | Box 110 | 182 12 Danderyd | Sverige | +46 (0)8 634 34 00 | www.bbraun.se

This document, its contents, including institutional data, information, trademarks and logos mentioned herein are the exclusive property of B. Braun. Any representation and / or reproduction, total or partial, of this document and its contents without the express prior consent of B. Braun, is strictly prohibited and constitutes an infringement of the intellectual property rights of B. Braun.