



Endelssystem

FLEXIMA[®] ACTIVE


UPPLEV SKILLNADEN

Flexima® Active

Slutna och tömbara Roll'Up-påsar


Ett högpresterande filter

- Läckagesäkert och andningsbart high-tech membran, permeabelt för gaser




Kompakt form

Flexima® Active slutna





Flexima® Active Tömbara med Roll'Up



- Ergonomisk form
- Optimerad passform
- Tre storlekar: mini/midi/maxi

Enkelt och säkert utlopp-/stängningssystem



- Soft edges

- Det 7cm breda utloppet underlättar rengöring

- Vita öppningsmarkeringar. Dessa sitter omlott, vilket gör det enklare att öppna utloppet.

Flexima® Active

Ett B. Braun patenterat hudskydd, upplev skillnaden

Ett starkt sammanhållet nätverk av sampolymerer


- Hudskyddsplattan fäster **omedelbart**
- Hög **komfort***
- Låg **risk** för läckage**



En patenterad sampolymerformel

En "andra-huds-känsla"*

- Endels **med låg profil***
- **Följer** kroppens konturer*
- **Skonsam** mot huden**




Inspektionslucka

Inspektionsluckan kombinerar:

- en diskret beige stomipåse
- ger visuell kontroll både på stomi och innehåll (både i postoperativ fas och i vardagligt liv)
- enklare att sätta stomipåsen rätt

Finns både i sluten och tömbar påse



- Visuell kontroll av stomin närhelst man önskar
- Kontroll av innehåll och mängd

« Bekvämt att ha på sig och så mjukt att jag kan glömma bort att den är där»
Richard, 58 år, ileostomist, Frankrike











« Jag uppskattar Flexima® Actives följsamhet mot huden, att den är lätt att applicera, bekväm och diskret och lätt att ta bort, utan kvarvarande klisterrester»
Lina, stomiterapeut, Italien

*International Post Market User Evaluation of Flexima® / Softima® Active 1-Piece system – B. BRAUN Internal Report














** Study code: IDEA 2.60_12 J

Flexima® Active

FLEXIMA® ACTIVE SLUTEN MED INSPEKTIONSLUCKA AVDELNINGSFÖRPACKNING OM 30 ST

Storlek	Ø (mm)	Varunr	B. Brauns artnr	Volym
Mini	 15-45	73 61 41	 4612215N	±220ml
Midi	 15-50	73 61 43	 4612115N	
	25	73 24 22	 4610125N	±480ml
	30	73 24 23	 4610130N	
	35	73 24 24	 4610135N	
	40	73 24 25	 4610140N	
Maxi	 15-65	73 61 50	 4612380N	±600ml

FLEXIMA® ACTIVE ROLL'UP MED RESPEKTIVE UTAN INSPEKTIONSLUCKA AVDELNINGSFÖRPACKNING OM 30 ST

Storlek	Ø (mm)	Varunr	B. Brauns artnr	Volym
Mini	 15-45	73 61 61	 4622215N	
		73 24 35	 4620215N	±260ml
Midi	 15-50	73 61 63	 4622115N	
		73 24 37	 4620115N	
	25	73 24 38	 4620125N	±580ml
	30	73 24 39	 4620130N	
	35	73 24 40	 4620135N	
	40	73 24 41	 4620140N	
Maxi	 15-65	73 61 69	 4622380N	
		73 24 47	 4620380N	±710ml

Marknadsförs i Sverige av:

B. Braun Medical AB | Svärdvägen 21 | 182 33 DANDERYD
Tel 08-634 34 00 | www.bbraun.se | info.sverige@bbraun.com

 Uppklippbar |  Beige |  Beige med inspektionsslucka

Tillverkas av:

B. Braun Medical SAS | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud - France
Tel 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | www.bbraun.fr | www.bbraun.c

This document, its contents, including institutional data, information, trademarks and logos mentioned herein are the exclusive property of B. Braun. Any representation and / or reproduction, total or partial, of this document and its contents without the express prior consent of B. Braun, is strictly prohibited and constitutes an infringement of the intellectual property rights of B. Braun.

All stoma bags volumes are measured according to ISO 8670-2 standard.

This medical device is a regulated health care product and on the basis of this regulation is certified CE.

The products commercialized by B. BRAUN MEDICAL shall exclusively be used in accordance with the package inserts which have been updated and included in the boxes.

Non binding documents and photographs



https://www.bbraun.se/sv_se/patienter/Att-leva-med-stomi.html