



Actreen[®]

SORTIMENT AVSETT FÖR KVINNOR

KATETER OCH SET FÖR INTERMITTENT URINKATETERISERING

Actreen® Mini

B. Brauns sortiment Actreen® Mini har designats speciellt för kvinnor i syfte att göra vardagen lättare. Vi hjälper dig gärna hitta den mest lämpliga katetern för din livsstil!

Varför välja Actreen Mini?

- Enkel att använda
- Längden 9 cm är anpassad efter storleken på det kvinnliga urinröret
- Redo att användas direkt, inget behov av vatten och ingen risk för stänk
- Kompakt - kan läggas diskret i fickan eller handväskan
- Lätt och enkel att transportera
- Minimalt med avfall - miljövänligt och säkert material*
- Fodralet i förpackningen gör att fler katetrar kan tas med på ett diskret sätt

Actreen® Mini Cath

Hemma

- 1| Riv av vid markeringen och ta ut katetern
- 2| Starta kateteriseringen**

HANDHAVANDET REDUCERAT
TILL ETT MINIMUM

INNE

UTE

FÖRDELAR med Mini Cath

- Enkel att öppna
- Konnektorn "easy grip" ergonomisk och universell
- Låg vikt för ökad diskretion och bekvämlighet
- Ett diskret och elegant fodral medföljer varje box och rymmer upp till 5 katetrar

Actreen® Mini Set

På jobbet och på språng

- 1| Vik upp setet, riv av och öppna katetern vid markering
- 2| Starta kateteriseringen**

FÖRDELAR med Mini Set

- Förenklat handhavande
- Integrerad urinpåse som rymmer 700 ml
- Antirefluxventil som säkerställer att urin inte läcker tillbaka i blåsan utan stannar kvar i påsen
- Rivbar flik för tömning av påsen
- Lätt att bära*, låg vikt
- Ett diskret och elegant fodral att ta med finns i varje box

*Kvalitativ jämförelse mellan Actreen® Hi-Lite / Mini-sortimentet och ledande europeiska konkurrenters katetrar. EVEA juli 2020.

**Se handhavandebeskrivning

ETT KOMPLETTERANDE SORTIMENT

Actreen® **Mini** - ett och samma koncept:

- Steril kateter förlubricerad med en hydrofil lubrikant baserad på vatten och glycerin
- Katetern är redo att användas direkt: ingen förberedelse och inget vatten behövs
- Atraumatiska kateterögon, distalt placerade för en effektiv blåstömning



Foto: Zdenko Zivkovic

KONCEPTET FINNS I TVÅ FORMER :

ACTREEN® **MINI CATH**



KONNEKTORN ÄR UNIVERSAL OCH ERGONOMISK

- Enkel hantering, enkelt grepp
- Konnektorn passar till vilken urinpåse som helst
- Hygienisk, undviker all kontakt med katetern

ACTREEN® **MINI SET**

UTLOPPSFLIK

- Underlättar tömningen av uppsamlingspåsen

PÅSE SOM RYMMER 700 ML

- Mätning urinmängd
- Enkelt att avläsa



BACKVENTIL

- Motverkar att urinen rinner tillbaka från påsen
- Motverkar läckage vid sen tömning av uppsamlingspåsen

DISKRET OCH FEMININT



- Designen på Actreen® Mini är utvecklad med fokus på att målgruppen framför allt är kvinnor
- Medföljande fodral gör att katetrarna enkelt och diskret kan tas med

Vid behov av en lite längre kateter rekommenderar vi Actreen® **Hi-Lite Cath 20 cm**

Katetern är steril och förlubricerad med hydrofil lubrikant baserad på glycerin och vatten

Breda kanter och greppflik för enkel användning



Konnektorn är universal och enkel att greppa, som på Actreen® Mini

"No Touch"-system för användning utan kontakt med katetern

Finns i storlekarna **CH06 till CH16**.

Beställningsinfo Actreen®

Actreen® Mini Cath

Nelaton-kateter 9 cm



CH (Ø)	ARTNR	GTIN	ANTAL/BOX
■ 08 (2,7 mm)	228008N	4046955800384	30 katetrar per box
■ 10 (3,3 mm)	228010N	4046963489113	
□ 12 (4,0 mm)	228012N	4046963489298	
■ 14 (4,7 mm)	228014N	4046963489458	
■ 16 (5,3 mm)	228016N	4046955800407	

Actreen® Mini Set

Nelaton-kateter 9 cm



CH (Ø)	ARTNR	GTIN	ANTAL/BOX
■ 10 (3,3mm)	239010N	4046964287930	30 set per box
□ 12 (4,0 mm)	239012N	4046964287961	
■ 14 (4,7 mm)	239014N	4046964287992	

Actreen® Hi-Lite Cath

Nelaton-kateter 20 cm



CH (Ø)	ARTNR	GTIN	ANTAL/BOX
■ 06 (2,0 mm)	238306N	4046964261275	30 katetrar per box
■ 08 (2,7 mm)	238308N	4046964261350	
■ 10 (3,3 mm)	238310N	4046964261398	
□ 12 (4,0 mm)	238312N	4046964261534	
■ 14 (4,7 mm)	238314N	4046964261572	
■ 16 (5,3 mm)	238316N	4046964261619	

Katetrarna ska endast användas enligt medicinsk rådgivning och i strikt överensstämmelse med bruksanvisningen.

OBS - Endast för engångsbruk. Återanvändning är farligt för patienten eller användaren. Enheten kan bli kontaminerad och/eller inte längre fungera korrekt, vilket kan resultera i patientskada eller livshotande sjukdom.

Actreen® Mini Cath, Actreen® Mini Set och Actreen® Hi-Lite Cath är medicinskt engångsmaterial avsett för intermitterent urinkateterisering. CE-certifikat utfärdat av TÜV SÜD (CE 0123). Läs noggrant instruktionerna i bipacksedeln och/eller etiketten.

Detta dokument, dess innehåll, och i synnerhet företagsdata, information, varumärken och logotyper som nämns däri är B. Brauns exklusiva egendom. All representation och/eller reproduktion, helt eller delvis, av detta dokument och dess innehåll, utan uttryckligt förhandsgodkännande från B. Braun är strängt förbjudet och utgör ett intrång i B. Brauns immateriella rättigheter.

Dokument reserverat för vårdpersonal. Dokument och bilder är inte under kontrakt.

Tillverkare : B. Braun Medical SAS | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | FRANCE

B. Braun Medical AB | Box 110 | 182 12 DANDERYD
08-634 34 00 | www.bbraun.se | info.sverige@bbraun.com

Maj 2023

